

Visitenplan TopHIV prospektive Kohorte und HIV-Serokonverterstudie, Version 30.03.2017

Hinweis: Diese Version des Visitenplans gilt ausschließlich für Patienten der **prospektiven Kohorte** (aktue HIV-Infektion bei Einschluss).

Erhebungen, die ausschließlich für TopHIV anfallen, sind im Folgenden **grau hinterlegt**. Alle weiteren Erhebungen fallen (auch) für die HIV-Serokonverterstudie des RKI an und können gleichzeitig für TopHIV genutzt werden.

Zeitpunkt	Woche 0	Woche 4	Woche 12	Woche 48 ¹	Woche 96 ¹	Woche 144 ¹	Woche...+48 ¹
Einverständniserklärung TP-HIV (TopHIV Gruppe)	X						
Einverständniserklärung RKI	X						
Basisfragebogen TopHIV/RKI (in ClinicalSurveys.net)	X						
Follow-up TopHIV/RKI (in ClinicalSurveys.net)		X	X	X	X	X	X
HIV EIA 4th Generation Test	X	(X ²)	(X ²)				
IV – PCR	X	X	X	X	X	X	X
Westernblot	X						
CD4 - CD8 (Total, %, Ratio)	X	X	X	X	X	X	X
Hepatitis B: anti-HBs, HBs-Ag, anti-HBc, anti-HBc-IgM, anti-HBe, HBeAG, HBV-DNA	X			X	(X ³)	(X ³)	(X ³)
Hepatitis C: anti-HCV, anti-HCV-Bestätigung, HCV-RNA	X			X	(X ³)	(X ³)	(X ³)
Klinische Chemie: AST, ALT, γ-GT, Thrombozyten, Bilirubin, INR, Albumin, CHE, AP, Kreatinin	X	X	X	X	X	X	X
(bei vorliegender Hepatitis klinische Chemie: AST, ALT, γ-GT, Thrombozyten, Bilirubin, INR, Albumin, CHE, AP, Kreatinin)	(X)			(X)	(X)	(X)	(X)
Fecal swab	X			X			
50ml EDTA Blut (TopHIV) ⁴	X	X	X	X	X	X	X
30ml EDTA Blut (RKI) ⁶ (falls bisher noch nicht in HIV-Serokonv.)	X						
20ml EDTA Blut (RKI) ⁶ (falls bereits in HIV-Serokonverterstudie)				X	X	X	X

¹ Abweichung bis max. 8 Wochen später möglich

² Test nur wiederholen, wenn er zuvor negativ war

³ Dokumentationen dieser Befunde, falls sich der Status geändert hat (wie bei Serokonverterstudie)

⁴ Versand der Proben an Partnerzentrum bei dezentraler Probenaufbereitung und -lagerung oder zentrale Aufarbeitung und Lagerung gemäß SOP

⁶ Versand der Proben an RKI (Serokonverterstudie)